

## クロスマッチ用検体の変更について

クロスマッチ用検体の採血管および検体の有効期限を下記のように変更いたしますので周知の程よろしくお願い致します。

なお、ご不明の点等は輸血部受付（3325・3326）までお問い合わせください。

### 1 . 採血管の変更

#### 現行

7ml プレーン赤キャップ

#### 変更後

7mlEDTA2Na 入り薄紫シール

( 7ml(7)EDTA-2Na 薄紫 VP-NA070 )

検査時間短縮（血液が凝固するまで30分間程度静置する時間が不要になる）のため、採血管を変更いたします。

5月20日・21日、各病棟・外来に輸血部より上記採血管を配布致しますので、クロスマッチ用採血管を変更してください。

以後の採血管補充は各部署にてお願い致します。なお、当面は現行プレーン赤キャップ採血管での依頼も受け付けます。

#### クロスマッチ検体用

7mlEDTA2Na 入り採血管  
薄紫シール



### 2 . 血小板製剤輸血時の検体有効期限

#### 現行

7日毎に提出

#### 変更後

初回輸血時、以後1年に1回提出

血小板製剤の品質向上により血小板抗体の産生率が低下しているため、クロスマッチ用検体での血小板抗体スクリーニングを4月より中止致しました。

血小板輸血用検体は新鮮凍結血漿輸血と同様、初回輸血時と以後1年に1度保存用検体を提出してください。

輸血副作用が疑われる場合等は、「抗血小板抗体検査」をご依頼ください。

### 3 . 変更期日

平成 1 5 年 5 月 2 1 日提出分から